

## Средство увлажняющее офтальмологическое (4691 Плум) Plum Eyewash 200 мл для промывания глаз при попадании инородных частиц

Артикул: 6.494



### Описание

**Область применения:** используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи).

Флакон содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9%).

Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание, одновременно отводя избыток жидкости от глаза. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.

**Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить.** Если упаковка не вскрыта, то препарат хранится 3,5 года.

**Важно:** струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором, на флакон надо слегка



Средство увлажняющее офтальмологическое (4691 Плум) Plum Eyewash  
200 мл для промывания глаз при попадании инородных частиц

Артикул: 6.494

[Посмотреть на сайте](#)

надавливать и несильно сжимать.

**Комплектация:** 1 флакон – 200 мл.