

## Средство увлажняющее офтальмологическое (4752 Плум) Plum pH Neutral 200 мл для промывания глаз при попадании кислот и щелочей

Артикул: 6.427



### Описание

**Область применения:** предназначен для нейтрализации кислот, щелочей и других химикатов при попадании в глаза.

Флакон содержит стерильный буферный раствор фосфатных солей концентрацией 4,9%.

Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.

**Упаковка стерильная, после вскрытия средство не хранить.** Если упаковка не вскрыта, то препарат



Средство увлажняющее офтальмологическое (4752 Плум) Plum pH Neutral  
200 мл для промывания глаз при попадании кислот и щелочей

Артикул: 6.427

[Посмотреть на сайте](#)

хранится 3,5 года.

**Важно:** струя жидкости для промывания не должна попадать в глаза под напором, на флакон надо слегка надавливать и не сильно сжимать.

**Комплектация:** 1 флакон 200 мл.