

# Дезинфектор KLENZ KNS630

Артикул: 17.376



## Описание

Дезинфектор **KLENZ KNS630** рассчитан на **18 пар обуви**, высота каждой ячейки составляет **25 см**.

- Дезинфектор является устройством для дезинфекции, дезодорации и сушки обуви, СИЗ и предметов, используемых в офисах, коммунальных службах, общественных местах, на производственных предприятиях и в медицинских учреждениях.
- Дезинфектор способен устранять неприятный запах и убивать микробы, бактерии, вирусы, грибок, плесень за 5–10 минут за счет обработки озоном  $O_3$ . Встроенный озоногенератор подает одинаковое количество озона в каждую ячейку для дезинфекции обуви и других вещей.
- В процессе работы используется керамический нагреватель, который подает в каждую ячейку теплый воздух для просушивания обуви и пр.



## Дезинфектор KLENZ KNS630

Артикул: 17.376

[Посмотреть на сайте](#)

- Дезинфектор работает по нескольким предустановленным программам, устанавливаемым как в ручном, так и в автоматическом режиме. Настраиваемое время работы составляет от 10 до 180 мин.

### **Дополнительные опции:**

- Смотровое окно в каждую дверцу ячеек
- Подсветка в каждую ячейку
- Механический замок в каждую дверцу ячеек
- Электронный RFID замок
- Электронный кодовый замок

### **Технические характеристики:**

**Масса:** 110 кг.

**Размеры (Ш×Г×В):** 1057×450×1970 мм.

**Размеры ячеек (Ш×Г×В):** 260×350×248 мм.

**Напряжение питания:** 220–240 В.

**Частота:** 50–60 Гц.

**Потребляемая мощность (min/max):** 110/1200 Вт..

**Вместимость:** 18 ячеек для обуви.

**Дезинфекция:** 4 уровня интенсивности.

**Сушка:** 5 температурных уровней сушки.

**Индикатор работы:** светодиодный (3 цвета).

**Защита:** блокировка случайного нажатия кнопок.

### **Особые настройки:**

- Режим запоминания настроек персонально под пользователя
- Режим отложенного старта
- Автоматическое регулирование влажности в ячейках после завершения работы

**Самодезинфекция и очистка:** есть.

**Гарантийный срок эксплуатации, мес.:** 12.

**Страна производства:** Южная Корея.

**3 варианта цвета:**