

«Гарда-Стандарт» крем регенерирующий, картридж под дозатор (2000 мл)

Артикул: 10.191



Описание

Для использования с дозатором
 Восстанавливающий регенерирующий крем. Эффективно восстанавливает кожу рук, лица и тела, стимулирует защитную и регенерирующую функции кожи, способствует заживлению микротрещин за счет содержания провитаминов и специальных увлажняющих и питающих компонентов. Не вызывает раздражения и аллергических реакций. Не содержит вредных компонентов и силиконов. Быстро впитывается.

Способ применения:

- После окончания работ нанести 0,5–1 мл крема на чистую сухую кожу рук и лица.



«Гарда-Стандарт» крем регенерирующий, картридж под дозатор (2000 мл)

Артикул: 10.191

[Посмотреть на сайте](#)

- Если во время работ не использовался защитный крем, рекомендуется наносить крем Garda-Standard регенерирующий перед началом работ и после каждого мытья рук.

Время действия: не менее 4 часов.

Объем: 2000 мл.

Температурный режим использования: от 0 °С и выше.

Срок хранения: 30 месяцев.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 31460-2012

ГОСТ 32117-2013

ГОСТ 12.4.068-79

ГОСТ 12.4.115-82

ГОСТ 12.4.011-89